



Veinlite EMS Pro[®] CE UK CA


BRUKSANVISNING



Beskrivning

Veinlite EMS PRO[®] är en handhållen batteridriven belysningsanordning för att hitta vener och underlätta åtkomst av ven. Den har två driftsätt: ytbelysning med 8 vita LED-lampor och sidogenomlysning med 12 orange plus 4 röda LED-lampor. Veinlite EMS PRO belyser jämnt ett litet område av hud och subkutan vävnad, var som helst på kroppen.

Indikation



Figur 1. Veinlite EMS PRO

- [1] Rensa fönster
- [2] Knapp för av/på-läge med indikatorljus för låg batterinivå
- [3] Batterilock
- [4] Hål för nyckelband

Avsedd användning/indikation

- Undersöka hud, hitta vener och underlätta tillgång till vener hos alla patientgrupper
- Venös åtkomst hos patienter med tidigare svår venös åtkomst eller bräckliga vener
- Tydligare visning av vener hos mörkhyade patienter

Kontraindikationer

- När produkten används invärtes undersökning
- När produkten används utan plasthölje för engångsbruk
- Får inte användas i närheten av magnetiska eller elektromagnetiska fält.

Specifikationer

Antal LED-lampor

12 Orange

4 Röd


8 Vit

Vikt med batteri	108.2g
Mått	115 x 55 x 21 mm
Batteri	2x AA 1.5v


DRIFT

- Placera EMS PRO mot patientens hud med LED-sidan i direkt kontakt med huden vinkelrätt mot venerna. Tryck försiktigt för att bibehålla optimal hudkontakt.
- För att slå på LED-lamporna trycker du på den ogenomskinliga knappen på enhetens vänstra sida.
- Tryck på knappen en andra gång för att slå på de vita LED-lamporna för belysning av ytan.
- Tryck på knappen en tredje gång för att stänga av.

- 1** För att söka efter vener, placera enheten mot huden *vinkelrätt mot venerna*. Skanna framåt och bakåt. Venerna syns som mörka linjer på grund av genomlysningen.




- 2** När en lämplig ådra har identifierats, rotera enheten 90°, parallellt med venen.




- 3a** Tryck lätt på Veinlite EMS PRO för att säkra venen.

3b

Dra tillbaka EMS PRO något för att sträcka ut huden och ge dragning.

**4**

Sätt in nålen i venen genom öppningen på enheten. OBS: Kasta engångsplastskyddet efter varje patient.



VARNING


LYS INTE MED LED-LAMPORNA I PATIENTENS ÖGON.

ANVÄNDNING AV ENGÅNGSPLASTSKYDDET


Engångsplastskydd (produkt #VEMS-DPC) för EMS PRO **MÅSTE** användas när enheten placeras i kontakt med patientens hud.

OBS! Dessa plastskydd är inte sterila. De ska torkas av med en bakteriedödande våtservett före användning.

- Innan du använder Veinlite EMS PRO ska du placera den i engångsskyddet med fliken på samma sida som LED-lamporna.



- Dra fliken över enheten till andra sidan.



- Torka av LED-sidan på Veinlite EMS PRO och alla delar som kommer i kontakt med patienten med en medicinskt godkänd bakteriedödande våtservett.

Försiktighetsåtgärder

- Undvik att använda alkohol på det genomskinliga plastfönstret eftersom det kan orsaka imma.
- Doppa inte enheten i vätska.

Är du inte säker på hur du ska använda enheten, kontakta oss på sales@veinlite.eu

VARNING

Veinlite EMS PRO är endast avsedd för utvärtes undersökning.

För att undvika kontaminering måste EMS PRO användas med engångsskydd av plast.

För att undvika smittspridning ska du alltid byta engångsplastydd mellan patienterna och torka av det nya skyddet med en bakteriedödande våtservett.

EMS PRO är endast avsedd att användas av kliniker som är utbildade i att utföra vaskulär åtkomst, eller under överinseende av en kliniker.

Titta inte direkt in i LED-lamporna när de är tända.


Kontakta Translite om negativa händelser i samband med den här produkten. Om en negativ händelse inträffar i EU, meddela EU:s behöriga myndighet.

TILLBEHÖR

Två patenterade* tillbehör ingår i EMS PRO. Diagrammen nedan visar hur du fäster ljusskärmen och den pediatriiska adaptorn.


A. Veinlite EMS PRO Ljusskärm

Ljusskärm som kan knäppas på för att minska störningar från stark takbelysning.



B. Veinlite EMS PRO Pediatriadapter

Påknäppbar pediatriisk adapter för att minska storleken på visningsområdet.



BATTERIINSTRUKTIONER

Flerfärgad indikator för låg batterinivå

Sätta i eller byta batterier

För att sätta i eller byta batterier trycker du

EMS PRO drivs av två alkaliska AA-batterier. Batterierna ger 3-5 timmars kontinuerlig användning beroende på inställning och batterityp.

När batterierna börjar ta slut tänds en indikatorlampa under knappen [2]. Ett rött blinkande ljus indikerar att batteriet räcker i ungefär en timme till.

hårt på batterilocket [3] och drar av det.

Ta bort alla använda batterier. Sätt i två nya AA-batterier, riktade enligt markeringarna på insidan av batterifacket. Skjut tillbaka batterilocket på plats.

Information om garantin


Veinlite EMS PRO har ett års garanti för delar och arbete. Vänligen ange serienumret, som finns under batteriet eller på utsidan av asken, när du kontaktar TransLite för eventuella garantifrågor. Garantin gäller endast om Veinlite EMS PRO används enligt tillverkarens anvisningar. Innan du skickar tillbaka enheten för reparation måste du kontakta TransLite via telefon eller e-post, för att få en returkod och fraktinformation. Ingen återbetalning ges för icke-auktoriserad frakt.

FÖRKLARING AV SYMBOLER

 Modellnummer

 Serienummer

 Tillverkare


 EG-representant (endast EU)

 Kasta inte som osorterat kommunalt avfall


 Temp -20C/68F till +50C/122F

 Luftfuktighet 45-80 %

 Tryck 500 - 1060 hPa

 Förvaras torrt


 Tillverkningsdatum

 Återanvänd inte

 Läs bruksanvisningen

 Medicinsk utrustning

 MR osäker

 Inte gjord av naturgummilatex

EC REP **EC Rep LTD**

5 Fitzwilliam Square East
Dublin 2 DO2 R744
Ireland
Tel: +353 89 225 1951
info@ecrep.ie

**UK
CA** Responsible Person in the UK
Responsible Person Limited
Summit House, 4-5 Mitchell
Street, Edinburgh, EH6 7BD,
Scotland

 **TransLite LLC**

Tel: (281) 240 3111
Fax: (281) 240 3122
www.veinlite.com
info@veinlite.com

Tillverkad i USA

* Den här produkten omfattas av patent. Patentnummer: 7,874,698; 7,841,751; 8,032,205;
8,177,808

Copyright 2017 © TransLite, LLC. Alla rättigheter förbehållna. Dessa instruktioner eller delar
av dem får inte reproduceras på något sätt utan föregående tillstånd från TransLite, LLC.



VEMS PRO DFU Rev 6 0221

