



ES Manual de instrucciones
EN Instruction manual
FR Mode d'emploi
DE Bedienungsanleitung
IT Manuale d'istruzioni

WKP006

WIND

MICROMOTOR PARA PODOLOGÍA
MICROMOTOR FOR PODIATRY
MICROMOTEUR PODOLOGIE
Fußpflegegerät ideal für Podologie
MICROMOTORE PER PODOLOGIA



USO DEL MANUAL

Es muy importante que lea detenidamente este manual y lo guarde en lugar seguro para futura utilización. Contiene información importante sobre cómo utilizar el aparato.

Puede consultar a un profesional para que lo guíe y asegurarse de que está utilizando el aparato correctamente.

ADVERTENCIAS

- Bajo ningún concepto intente abrir o inspeccionar los componentes internos del aparato. Si una inspección fuese necesaria, contacte con su distribuidor o con un técnico autorizado.
- Nunca utilice el aparato en lugares con altos niveles de humedad o con escasa ventilación para evitar daños a los componentes eléctricos.
- Nunca utilice el aparato en el exterior: la exposición a elementos externos podría dañarlo.
- Si el cable de alimentación está dañado, solicite un cable nuevo a un técnico o profesional y sustitúyalo para evitar riesgos. Contacte con el distribuidor en caso necesario.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Este producto cumple con las siguientes directivas:

- Directiva de Baja Tensión: 2014/35/EU
- Directiva de Compatibilidad Electromagnética: 2014/30/EU

RECICLAJE



Cuando aparezca este símbolo en cualquiera de nuestros productos eléctricos o su embalaje, esto significa que dichos productos no deben tratarse como residuos domésticos convencionales en Europa. Para asegurar un tratamiento de residuos adecuado, hágalo de acuerdo con las leyes locales o según convenga para el desecho de equipos eléctricos. Esto ayudará a preservar el medio ambiente y mejorar los estándares de protección medioambiental en relación con el tratamiento de residuos eléctricos.

¡BIENVENIDO!

Muchas gracias por su compra. Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el equipo. También puede pedir orientación a un profesional para asegurarse de que está utilizando el equipo correctamente. No aceptaremos ninguna responsabilidad por los accidentes que ocurran debido a un mal uso.

La empresa se reserva el derecho de corregir detalles de los equipos, sin previo aviso. Si encuentra algún error en estas instrucciones, por favor no dude en enviarnos un e-mail para informarnos y que podamos corregirlos.





CONTENIDO

A la llegada del paquete, asegúrese que el contenido esté presente:

- Micromotor, pieza de mano y pedal.



ES



PARTES DEL EQUIPO

1. Unidad principal
2. Pieza de mano
3. Pedal para regular velocidad y para encender/apagar.
4. Conector motor
5. Control velocidad
6. Control sentido rotación
7. Conector corriente
8. Luz de encendido
9. Conector pedal
10. Fusible



INSTRUCCIONES DE USO

1. Asegúrese de que la unidad principal está apagada antes de enchufarla a la corriente.
2. Conecte la pieza de mano a la unidad principal y coloque la pieza de mano encima del soporte con cuidado.
3. Asegúrese de que la velocidad está en 0 antes de encender el equipo.
4. Verifique que la fresa está cerrada y no se puede caer durante el tratamiento.
5. Sujete la pieza de mano con una mano y encienda el equipo con la otra.

INSTRUCCIONES DE USO

ES

6. Compruebe la rotación de la pieza de mano cuando encienda el equipo.
7. Apague el equipo con el pedal para verificar que el pedal funciona correctamente.
8. Escoja ahora el sentido de rotación con Left/Right para regular hacia la izquierda o la derecha. Encienda el equipo para verificar si funcionan ambos sentidos de rotación.
9. Una vez configurado el equipo, ya puede empezar el tratamiento.
10. Para cambiar la fresa, gire la pieza de mano de acuerdo con los dibujos y ayúdese de la pieza proporcionada para liberar la fresa utilizada.





Abra el portabrocas solamente cuando la pieza de mano esté completamente parada

*Trate la pieza de mano con mucho cuidado, las caídas o golpes podrían dañar los componentes internos y alterar su funcionamiento. En caso de que ocurra, verifique el funcionamiento primero a velocidad mínima.

*Si el motor deja de funcionar de golpe, verifique el fusible y evite sobrecargas del equipo.

*Guarde la pieza de mano siempre con una fresa incorporada y asegúrese de que está bloqueada.

*Utilice solamente accesorios compatibles con este equipo. Siga las recomendaciones del fabricante de la fresa en cuanto a las precauciones y velocidad recomendadas.



PRECAUCIONES

*No utilice una fresa que esté oxidada o torcida.


*Aumente la velocidad de manera progresiva.

*Nunca sustituya la fresa cuando la pieza de mano está en funcionamiento.

*Utilice ropa y equipamiento apropiado para el tratamiento, incluida las gafas y el visor protector contra el polvo. Utilice un aspirador potente para evitar la acumulación de polvo.

*Mantenga el espacio de trabajo limpio y libre de otros equipos para trabajar en condiciones.


MANTENIMIENTO



1. Limpie la pieza de mano con un trapo con un poco de alcohol, siempre secándola bien una vez desinfectada. Asegúrese de que no entre producto en el interior.
2. No bañe la pieza de mano en agua ni aceite. Los componentes del interior podrían dañarse.
3. Puede utilizar una pistola de aire para limpiar los restos de polvo con mucho cuidado para evitar que el aire a presión entre directamente en la pieza de mano y pueda dañar los componentes del interior.

MEDIDAS	13,5 x 11,5 x 8 cm
PIEZA DE MANO	16,5 x 3 cm
PESO	1.7 kg
TORQUE	2,8 N/cm
VOLTAJE NOMINAL	220V/230V/240V
VELOCIDAD	35.000 rpm
CORRIENTE MÁX. TRABAJO	2A
POTENCIA	65W
COMPATIBILIDAD FRE-SAS	2.35mm, 3.0mm, 3.175mm (ISO 7785-2 TYPE 2). Longitud mínima y máxima de la fresa: 10/35 mm.

FICHA TÉCNICA



USE OF THE MANUAL

It is important that you read and retain this user manual for future reference. It contains important information on its use and maintenance.

You can also ask a professional for guidance to make sure you are using the bed correctly.

WARNING

- Never under any circumstances attempt to open or inspect the internal components of the device. If an inspection becomes necessary, please contact your supplier or a suitably competent technician.
- Never use the device in humid or poorly ventilated environments, such as wet rooms, bathrooms etc. to prevent damage to the electrical components.
- Never use the unit outdoors; exposure to the elements can cause damage.
- If the power cord was destroyed, please ask a professional to service and replace it to avoid hazards or contact the dealer for service.

EC-DECLARATION OF COMPLIANCE

This product meets the following directives:

- Low Voltage Directive: 2014/35/EU
- Electromagnetic Compatibility Directive: 2014/30/EU

RECYCLING



Whenever any of our electrical products or their presentation packaging bear this symbol, it means that these products should not be treated as conventional household waste in Europe. To ensure proper treatment of this waste, dispose of it in accordance with local laws or as required for the disposal of electrical equipment. This initiative will help preserve natural resources and improve standards of environmental protection regarding the treatment of electrical waste.

WELKOME!

Thank you very much for your purchase. Please read carefully the instructions before using the device. We accept no responsibility for damages caused by misuse.



The company reserves the right to amend the details of the devices with no prior notice. If any mistakes are found in these instructions, please feel free to send us an e-mail informing us so that we can correct them.



CONTENT

Please check that there are no missing parts when you receive the parcel:

- Micromotor, handpiece and footswitch.



PARTS OF THE EQUIPMENT

1. Main unit
2. Handpiece
3. Footswitch to adjust speed and to switch the device on and off
4. Motor connector
5. Speed control
6. Direction of rotation control
7. Power supply connector
8. Power light
9. Footswitch connector
10. Fuse



OPERATION INSTRUCTIONS

1. Please make sure the main unit is switched off before plugging it into a wall socket.
2. Connect the handpiece to the main unit and place the handpiece on its holder carefully.
3. Make sure the speed position is 0 before switching the device on.
4. Make sure the drill is securely fastened and that it cannot drop during treatment.
5. Hold the handpiece with one hand and switch the device on with the other hand.

OPERATION INSTRUCTIONS

EN





6. Check the handpiece direction of rotation when switching the device on.
7. Switch the device off with the footswitch to check if it is working properly.
8. Use Left/Right to select the direction of rotation to the left or to the right. Switch the device on to check if both directions are working properly.
9. Once the device is well configured, the treatment can be started.
10. To change the drill, turn the handpiece as shown in the pictures below with the help of the part supplied to remove it.

* Handle the handpiece with care. Drops or impacts could damage the internal components and affect its functioning. Should they occur, please check first the functioning of the device at minimum speed.

* If the engine stops suddenly, check the fuse and avoid electric overload.

* Keep the handpiece always with a mounted drill and make sure it is blocked.

* Use only compatible accessories with this device. Follow the recommendations made by the drill manufacturer regarding caution and recommended speed.



CAUTIONS

- * Do not use a rusted or twisted drill.
- * Gradually increase the device speed.
- * Never change the drill when the handpiece is working. The drill chuck must be opened only when the handpiece is completely stopped.

* Use task-specific clothing and equipment, including safety glasses and face shield visor against fine dust. Use a powerful vacuum cleaner to prevent dust buildup.

* Keep your workplace clean and free from other objects to work under good conditions.


MAINTENANCE

EN

1. Clean the handpiece with a soft cloth soaked in alcohol and dry it well after disinfection. Make sure the alcohol does not enter inside the device.
2. Do not submerge the handpiece into water or oil. The internal components could be damaged.
3. Use a compressed air gun to remove traces of dust. Use it carefully to prevent the compressed air from entering inside the handpiece and damaging its internal components.

Product size	13,5 x 11,5 x 8 cm
Handpiece dimensions	16,5 x 3 cm
Weight	1.7 kg
Torque	2,8 N/cm
Input voltage	220V/230V/240V
Speed	35.000 rpm
Maximum input current	2A
Power	65W
Compatibility	2.35mm, 3.0mm and 3.175mm drills (ISO 7785-2 TYPE 2). Minimum and maximum length of the drill: 10/35 mm.

TECHNICAL SHEET



UTILISATION DU MODE D'EMPLOI

Veillez lire les instructions avec attention et le conserver dans un endroit sûr pour une prochaine utilisation. Il contient de l'information importante pour utiliser l'appareil.

Vous pouvez également vous renseigner auprès d'un professionnel qui puisse vous guider et qui s'assure que vous l'utilisez correctement.

MISE EN GARDE

- N'essayez en aucune circonstance d'ouvrir ou d'inspecter les composants internes ou les accessoires de votre appareil. Si une inspection est nécessaire, veuillez contacter votre fournisseur ou un technicien qualifié.
- N'utilisez jamais votre appareil dans un lieu humide ou peu ventilé (par exemple, salles de bains); ceci pourrait endommager les composants électriques de votre appareil.
- N'utilisez jamais votre appareil à l'extérieur, une exposition aux éléments naturels pouvant endommager l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation était rompu, veuillez demander à un professionnel de le remplacer pour éviter tout dommage, ou demandez conseil à votre revendeur.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ce produit réponds aux exigences suivantes:

- Conditions énoncées dans la Directive «Basse tension»: 2014/35/EU
- Conditions énoncées dans la Directive «Compatibilité électromagnétique»: 2014/30/EU

RECYCLAGE



Si l'un des composants électriques ou leur emballage de présentation porte ce symbole, cela signifie que ces produits ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers habituels. Afin de leur assurer un traitement approprié, veuillez vous en débarrasser en respectant les lois locales ou tel que requis en cas d'élimination d'appareils électriques. Ceci permettra de préserver et de sauver les ressources naturelles et d'améliorer les normes de protection de l'environnement portant sur l'élimination de déchets électriques.

BIENVENUS!

Merci beaucoup d'avoir fait cet achat. Veuillez lire les instructions avec attention avant d'utiliser cet appareil. Vous pouvez également demander conseil auprès d'un professionnel afin de vous assurer d'utiliser l'appareil correctement. Nous n'endosserons aucune responsabilité en cas d'accident provoqué par une mauvaise utilisation.



L'entreprise se réserve le droit de modifier les détails des instruments sans préavis. Si vous détectez une erreur dans ces instructions, n'hésitez pas à nous le faire savoir afin d'y apporter une solution.



CONTENU DE L'EMBALLAGE

À l'arrivage du colis, vérifiez la présence de tous les composants :

- Micromoteur, pièce à main et pédale.



PIÈCES DE L'APPAREIL

1. Unité principale
2. Pièce à main
3. Pédale pour régler la vitesse et M/A
4. Connecteur moteur
5. Contrôle vitesse
6. Contrôle sens rotation
7. Connecteur alimentation
8. Voyant d'allumage
9. Connecteur pédale
10. Fusible



MODE D'EMPLOI

1. Assurez-vous que l'unité principale est éteinte avant de la brancher à l'alimentation.
2. Branchez la pièce à main à l'unité principale et placez très attentivement la pièce à main sur son support.
3. Vérifiez que la vitesse est à 0 avant d'allumer l'appareil.
4. Assurez-vous que la ponceuse est bien attachée et ne risque pas de tomber pendant le traitement.
5. Tenez la pièce à main avec une main et allumez l'appareil avec l'autre.

MODE D'EMPLOI

FR

6. Vérifiez la rotation de la pièce à main quand vous allumez l'appareil.
7. Eteignez l'appareil avec la pédale pour vérifier qu'elle fonctionne correctement.
8. Choisissez maintenant le sens de rotation avec le bouton Left/Right pour le régler à gauche ou à droite. Allumez l'appareil pour vérifier si tous les deux sens fonctionnent bien.
9. Une fois terminée la mise en œuvre, vous pouvez commencer le traitement.
10. Pour remplacer la ponceuse, tournez la pièce à main selon les visuels et aidez-vous de la pièce fournie afin de libérer celle qui vient d'être utilisée.





. Ouvrez le mandrin seulement quand la pièce à main est complètement en pause.

*Manipulez la pièce à main très attentivement, les chutes ou les coups peuvent endommager les composants à l'intérieur et en altérer le fonctionnement. Si ceci arrive, vérifiez le fonctionnement d'abord à la vitesse minimale.

*Si le moteur s'arrête d'un coup, vérifiez le fusible et évitez des surcharges de l'appareil.

*Gardez la pièce à main toujours avec une ponceuse incorporée et assurez-vous qu'elle est bien bloquée.

*Utilisez seulement des accessoires compatibles avec cet appareil. Suivez les recommandations du fabricant en ce qui concerne les précautions et vitesses recommandées.



PRÉCAUTIONS

*N'utilisez pas une ponceuse penchée ou rouillée.

*Augmentez la vitesse de façon progressive.

*Ne remplacez jamais la ponceuse quand la pièce à main est en fonctionnement.

*Utilisez les vêtements et équipement appropriés pour le traitement, en incluant des lunettes ou des écrans de protection du visage contre la poussière. Utilisez aussi un aspirateur puissant pour éviter l'accumulation de poussière.

*Maintenez l'espace de travail propre et libre d'autres appareils afin de travailler à l'aise.


ENTRETIEN

FR

1. Nettoyez la pièce à main avec un chiffon humide en alcool, séchez-la bien après la désinfection. Assurez-vous qu'il n'entre pas du produit à l'intérieur.
2. Ne baignez pas la pièce à main dans l'eau ou l'huile. Les composants internes pourraient s'endommager.
3. Vous pouvez utiliser une soufflette à air comprimé pour éliminer la poussière restante en faisant attention à ne pas laisser entrer de l'air directement dans la pièce à main qui pourrait endommager les composants à l'intérieur.

Dimensions appareil	13,5 x 11,5 x 8 cm
Dimensions pièce à main	16,5 x 3 cm
Poids	1.7 kg
Couple	2,8 N/cm
Voltage nominal	220V/230V/240V
Vitesse de rotation maximale	35.000 rpm
Courant de charge maximale	2A
Puissance	65W
Compatibilité avec ponceuses	2.35mm, 3.0mm, 3.175mm (ISO 7785-2 TYPE 2). Longitude minimale et maximale de la ponceuse: 10/35

FICHE TECHNIQUE



BENUTZUNG DER GEBRAUCHS- ANLEITUNG

• Bitte diese Anleitung ausführlich durchlesen und für eine zukünftige Verwendung an einem sicheren Ort aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen zur Verwendung des Gerätes.

Sie können auch Ihren Fachbetrieb um Anweisung bitten, damit Sie sicher sind, dass Sie das Gerät richtig bedienen.

WARNUNG

• Unter keinen Umständen die internen Komponenten des Gerätes oder Zubehöres öffnen oder prüfen. Sollte eine Prüfung notwendig sein, bitte Ihren Händler oder einen kompetenten Techniker kontaktieren.

• Verwenden Sie das Gerät niemals in einer feuchten oder schlecht belüfteten Umgebung, wie Nassräume, Badezimmer usw., um Schäden an den elektrischen Komponenten des Gerätes zu vermeiden.

• Das Gerät niemals draußen verwenden. Witterungseinflüsse können zu Schäden führen.

• Wenn das Netzkabel zerstört wurde, bitten kontaktieren Sie einen Fachmann, um es zu warten und auszutauschen, um mögliche Gefahren zu vermeiden oder wenden Sie sich an Ihren Händler.

EC-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Produkt erfüllt die folgenden Anforderungen:

• Die Vorschriften der Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

• Die Vorschriften der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit: 2014/30/EU

RECYCLING



Dieses Symbol auf unseren elektrischen Geräten und auf ihren Verpackungen bedeutet, dass diese Produkte in Europa nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Für die Entsorgung beachten Sie bitte die lokalen Vorschriften oder die Anforderungen für die Entsorgung von elektrischen Geräten. Diese Initiative zur Entsorgung von Elektromüll hilft die natürlichen Ressourcen zu erhalten und dient einem besseren Umweltschutz.

WILLKOMMEN!

Vielen Dank für Ihren Kauf. Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Sie können auch einen Fachmann um Rat fragen, um sicher zu sein, dass Sie das Gerät richtig verwenden. Wir übernehmen keine Verantwortung wegen Fehlbedienung.



Die Firma behält sich das Recht vor, die Details des Gerätes ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Sollten in dieser Bedienungsanleitung Fehler gefunden werden, senden Sie uns bitte eine E-Mail, damit wir diese korrigieren können.



INHALT DER VERPACKUNG

Wenn Sie die Packung bekommen, prüfen Sie bitte folgendes:

- Haupteinheit, Handstück und Fußsteuerung.



Bestandteile des Gerätes:

1. Haupteinheit
2. Handstück
3. Fußsteuerung, um die Geschwindigkeit anzupassen und das Gerät ein- und auszuschalten.
4. Motorschalter
5. Geschwindigkeitsregler
6. Direction of rotation control Drehrichtungsregler/Potenziometer
7. Netzteilanschluss
8. Power Light
9. Fußsteuerung Anschluss



BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Vergewissern Sie sich, dass das Hauptgerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es an eine Steckdose anschließen.
2. Schließen Sie das Handstück an die Haupteinheit an und legen Sie das Handstück vorsichtig auf die Halterung.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Geschwindigkeitsposition 0 ist, bevor Sie das Gerät einschalten.
4. Vergewissern Sie sich, dass der Fräser sicher befestigt ist und während der Behandlung nicht herunterfallen kann.
5. Halten Sie das Handstück mit einer Hand und schalten Sie das Gerät mit der anderen Hand ein.

BEDIENUNGSANLEITUNG

DE





6. Überprüfen Sie beim Einschalten des Gerätes die Drehrichtung des Handstücks.

7. Schalten Sie das Gerät mit dem Fußschalter aus, um zu überprüfen, ob es ordnungsgemäß funktioniert.

8. Wählen Sie mit Links / Rechts die Drehrichtung nach links oder rechts. Schalten Sie das Gerät ein, um zu überprüfen, ob beide Richtungen ordnungsgemäß funktionieren.

9. Sobald das Gerät gut konfiguriert ist, kann die Behandlung gestartet werden.

10. Um den Fräser zu wechseln, drehen Sie das Handstück wie in den folgenden Abbildungen gezeigt mit Hilfe des mitgelieferten Teiles, um ihn zu entfernen.



* Behandeln Sie das Handstück vorsichtig. Stürze oder Stöße können die internen Komponenten beschädigen und deren Funktion beeinträchtigen. Sollte es passieren, dann bitte als erstes prüfen, ob das Gerät bei minimaler Geschwindigkeit läuft.

* Wenn das Gerät plötzlich stoppt, überprüfen Sie die Sicherung und vermeiden Sie elektrische Überlastung.

* Bewahren Sie das Handstück immer mit einem montierten Fräser auf und vergewissern Sie sich, dass es blockiert ist.

* Verwenden Sie nur kompatible Zubehör mit diesem Gerät. Folgen Sie die Empfehlungen vom Fräse Hersteller bezüglich Vorsicht und empfohlener Geschwindigkeit.

VORSICHT

* Verwenden Sie keinen verrosteten oder verdrehten Fräser.

* Erhöhen Sie schrittweise die Geschwindigkeit des Gerätes.

* Wechseln Sie nie den Fräser, wenn das Handstück läuft. Das Fräsespannfutter darf nur geöffnet werden, wenn das Handstück vollständig angehalten ist.

* Verwenden Sie aufgabenspezifische Kleidung und Ausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gesichtsschutzvisier gegen Feinstaub. Verwenden Sie einen starken Staubsauger, um Staubansammlungen zu vermeiden.

* Halten Sie Ihren Arbeitsplatz sauber und frei von anderen Gegenständen, um unter guten Bedingungen arbeiten zu können.

WARTUNG


DE

1. Reinigen Sie das Handstück mit einem weichen, in Alkohol getränkten Tuch und trocknen Sie es nach der Desinfektion gut ab. Vergewissern Sie sich, dass kein Alkohol in das Gerät reinkommt.
2. Tauchen Sie nicht das Handstück in Wasser oder Öl. Die internen Komponenten könnten damit beschädigt werden.
3. Entfernen Sie Staubspuren mit einer Druckluftpistole. Seien Sie vorsichtig, um zu verhindern, dass Druckluft in das Handstück eindringt und dessen internen Komponenten beschädigt werden.

Produktgröße	13,5 x 11,5 x 8 cm
Handstückgröße	16,5 x 3 cm
Gewicht	1.7 kg
Drehmoment	2,8 N/cm
Eingangsspannung	220V/230V/240V
Geschwindigkeit	35.000 rpm
Maximaler Eingangstrom	2A
Leistung	65W

Kompatibel mit 2.35mm, 3.0mm und 3.175mm Fräser (ISO 7785-2 TYPE 2). Minimale und maximale Länge des Fräsers: 10/35 mm. 5mm, 3.0mm, 3.175mm (ISO 7785-2 TYPE 2). Longitud mínima y máxima de la fresa: 10

TECHNISCHE ANGABEN



UTILIZZO DI QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI

È molto importante leggere attentamente questo manuale e conservarlo in un luogo sicuro per un utilizzo futuro. Contiene importanti informazioni su come utilizzare l'apparecchiatura.

È possibile consultare un professionista per assistenza e per assicurarsi di utilizzare correttamente l'apparecchio.

AVVERTENZE

- Non cercare mai di aprire o ispezionare gli elementi o gli accessori interni all'apparecchiatura. Qualora fosse necessaria un'ispezione, mettersi in contatto con il fornitore o con un tecnico specializzato.
- Non utilizzare mai l'unità in ambienti umidi o poco ventilati, come stanze umide, bagni, ecc. onde evitare eventuali danni alle componenti elettriche.
- Non utilizzare mai l'apparecchiatura all'aperto, gli agenti meteorologici potrebbero danneggiarla.
- Qualora il cavo elettrico fosse rotto, chiederne uno in sostituzione al proprio distributore onde evitare qualsiasi rischio.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Questo prodotto è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive:

- Le misure della Direttiva sulla "bassa tensione": 2014/35/EU
- Le misure della Direttiva sulla "compatibilità elettromagnetica": 2014/30/EU

RICICLAGGIO



Quando questo simbolo è indicato in uno qualsiasi dei nostri prodotti elettrici o nell'imballaggio, vuol dire che tali prodotti non devono essere trattati come residui domestici convenzionali in Europa. Per assicurare un trattamento adeguato dei rifiuti, smaltire il prodotto in conformità alle leggi locali o alle consuetudini di smaltimento degli apparecchi elettrici. Questo procedimento aiuta a conservare l'ambiente e a migliorare gli standard di protezione ambientale relativi al trattamento dei residui elettrici.

BENVENUTI!

Grazie per aver effettuato l'acquisto. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni. Inoltre è consigliato ricevere indicazioni da un professionista per essere sicuri di utilizzare correttamente l'apparecchio.

L'Azienda declina ogni responsabilità derivante da eventuali incidenti dovuti ad un utilizzo non corretto del prodotto.

L'Azienda si riserva il diritto di correggere informazioni sugli apparecchi, senza previo avviso. Se riscontrate degli errori in queste istruzioni, vi preghiamo di scriverci un'e-mail affinché possiamo correggerli.




CONTENUTO

Una volta ricevuto il pacchetto verificare la presenza dei seguenti elementi:

- Unità principale, manipolo e pedale



IT



PARTI DELL'APPARECCHIO

1. Unità principale
2. Manipolo
3. Pedale per regolare la velocità e per accendere / spegnere.
4. Connettore motore
5. Controllo velocità
6. Controllo direzione di rotazione
7. Connettore corrente
8. Luce di accensione
9. Connettore pedale
10. Fusibile



ISTRUZIONI D'USO

1. Assicurarsi che l'unità principale sia spenta prima di collegarla alla corrente.
2. Collegare il manipolo all'unità principale e posizionare con attenzione il manipolo sulla parte superiore del supporto.
3. Assicurarsi che la velocità sia a 0 prima di accendere l'apparecchiatura.
4. Verificare che la fresa sia chiusa e che non possa cadere durante il trattamento.
5. Reggere il manipolo con una mano ed accendere il dispositivo con l'altra.

ISTRUZIONI D'USO

IT





6. Controllare la rotazione del manipolo quando si accende l'apparecchiatura.
7. Spegnerne l'apparecchiatura con il pedale per verificare che il pedale funzioni correttamente.
8. Scegliere ora la direzione di rotazione attraverso Left/Right per regolarla verso destra o sinistra. Accendere l'apparecchiatura per verificare se entrambi i sensi di rotazione funzionano.
9. Una volta configurata l'apparecchiatura, sarà possibile avviare il trattamento.
10. Per cambiare la fresa, ruotare il manipolo seguendo i disegni ed aiutarsi con la parte in dotazione per rimuovere la fresa usata.

* Maneggiare il manipolo con molta cura, cadute o urti potrebbero danneggiare i componenti interni ed alterarne il funzionamento. In caso si verifichi, controllarne prima il funzionamento alla minima velocità.

* Se il motore smette di funzionare all'improvviso, controllare il fusibile ed evitare di sovraccaricare l'apparecchiatura.

* Conservare sempre il manipolo con una fresa incorporata ed assicurarsi che questa sia ben bloccata.

* Utilizzare solo accessori compatibili con questa apparecchiatura. Seguire le raccomandazioni del produttore della frasa per quanto riguarda la velocità e le precauzioni consigliate.




PRECAUZIONI

- * Non utilizzare una fresa arrugginita o storta.
- * Aumentare progressivamente la velocità.
- * Non sostituire mai la fresa quando il manipolo è in funzione. Aprire il mandrino solo quando il manipolo sarà completamente fermo.

* Indossare indumenti ed attrezzature appropriati per il trattamento, compresi occhiali antipolvere e visiera. Utilizzare un potente aspiratore per evitare l'accumulo di polvere.

* Mantenere l'area di lavoro pulita e libera da altre apparecchiature per lavorare in condizioni adeguate.

MANUTENZIONE



1. Pulire il manipolo con un panno con un po' di alcool, asciugandolo sempre bene una volta disinfettato. Assicurarsi che nessun prodotto penetri all'interno.
2. Non bagnare il manipolo in acqua o olio. I componenti interni potrebbero danneggiarsi.
3. È possibile utilizzare una pistola ad aria compressa per pulire la polvere con molta attenzione, per evitare che l'aria pressurizzata entri direttamente nel manipolo e possa danneggiare i componenti interni.

Dimensioni dell'apparecchio	13,5 x 11,5 x 8 cm
Dimensioni del manipolo	16,5 x 3 cm
Peso	1.7 kg
Torc	2,8 N/cm
Voltaggio nominale	220V/230V/240V
Velocità	35.000 rpm
Corrente massima di lavoro	2A
Potenza	65W
Compatibilità con frese di 2.35mm, 3.0mm, 3.175mm (ISO 7785-2 TYPE 2). Lunghezza minima e massima della fresa: 10/35 mm.	

SCHEDA TECNICA

