



ES Manual de instrucciones
EN Instruction manual
FR Mode d'emploi
DE Bedienungsanleitung
IT Manuale d'istruzioni

P03A

MOVE

PEELING FACIAL PORTÁTIL
PORTABLE SKIN SCRUBBER
PEELING PORTABLE
TRAGBARER SPATEL
PEELING FACIALE PORTATILE



ES



EN



FR



DE



IT

USO DEL MANUAL

Es muy importante que lea detenidamente este manual y lo guarde en lugar Seguro para futura utilización. Contiene información importante sobre cómo utilizar el aparato.

Puede consultar un profesional para que lo guíe y asegurarse de que está utilizando el aparato correctamente.

ADVERTENCIAS

- Bajo ningún concepto intente abrir o inspeccionar los componentes internos del aparato. Si una inspección fuese necesaria, contacte con su distribuidor o con un técnico autorizado.
- Nunca utilice el aparato en lugares con altos niveles de humedad o con escasa ventilación para evitar daños a los componentes eléctricos.
- Nunca utilice el aparato en el exterior: la exposición a elementos externos podría dañarlo.
- Si el cable de alimentación está dañado, solicite un cable nuevo a un técnico o profesional y sustitúyalo para evitar riesgos. Contacte con el distribuidor en caso necesario.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Este producto cumple con las siguientes directivas:

- Directiva de Baja Tensión: 2014/35/EU
- Directiva de Compatibilidad Electromagnética: 2014/30/EU

RECICLAJE



Whenever any of our electrical products or their presentation packaging bear this symbol, it means that these products should not be treated as conventional household waste in Europe. To ensure proper treatment of this waste, dispose of it in accordance with local laws or as required for the disposal of electrical equipment. This initiative will help preserve natural resources and improve standards of environmental protection regarding the treatment of electrical waste.

WEELKOME!

Muchas gracias por su compra. Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el equipo. También puede pedir orientación a un profesional para asegurarse de que está utilizando el equipo correctamente. No aceptaremos ninguna responsabilidad por los accidentes que ocurran debido a un mal uso.


La empresa se reserva el derecho de corregir detalles de los equipos, sin previo aviso. Si encuentra algún error en estas instrucciones, por favor no dude en enviarnos un e-mail para informarnos y que podamos corregirlos.



CONTENIDO

A la llegada del paquete, asegúrese que el contenido esté presente:

- Espátula de exfoliación
- Cable de potencia



INFORMACIÓN GENERAL

Usando la vibración de alta frecuencia, el aparato en forma de pala puede realizar un masaje en profundidad que facilita la movilidad de la grasa mientras mejora la microcirculación, estimula la combustión, la división y la conversión de lipocitos en metabolismo para obtener un efecto limpiador.

Esta sonda en forma de pala permite un acceso profundo en la piel a aproximadamente 3-7mm y, en consecuencia, deja entrar la loción que emulsione las impurezas y el sebo superfluo, las resacas de maquillaje en los poros y el sudor para que sean eliminados con agua al final del tratamiento.

Es un método de limpieza efectiva que elimina la suciedad, la grasa y el acné para que la piel obtenga una mejor absorción y pueda conseguir un buen blanqueamiento.


Colocar la espátula a 45 grados con el objetivo de acelerar el metabolismo de las células epidérmicas y mejorar la renovación de las células que envejecen mientras que suaviza la queratina y restablece la elasticidad de la piel para dotarla de una apariencia firme, lisa y delicada.

FUNCIONES

Función1: LIMPIEZA (CLEAN+)





La vibración de las ondas ultrasónicas desintegra la suciedad y la hace salir. Las impurezas pueden desprenderse de la piel gracias a la electricidad.





Para eliminar las viejas células epidérmicas, utilice más intensidad en la función de limpieza Clean+.

Función 2: NUTRICIÓN (NUTRI-)

La potente vibración de las ondas ultrasónicas ayuda a activar la piel. La electricidad contribuye a nutrir las diferentes capas de la piel.




Para activar la nutrición de la piel, utilice más intensidad en la función de Nutrición Nutri-.



Cuando las partículas nutritivas no pueden ser absorbidas en las capas más profundas, los iones negativos ayudan a introducirlas cuando pasamos a un polo positivo.

Función 3: ELIMINACIÓN DE ARRUGAS (EMS)



Para ejercitar la piel, utilice más intensidad en la función de Estimulación eléctrica del músculo, EMS.

La corriente EMS puede mejorar el tono de la piel, reducir apariencia de las finas líneas de expresión y arrugas, restaurar elasticidad y reafirmar la cara y el contorno del cuerpo.

MODO DE FUNCIONAMIENTO

Nota: el profesional debe aguantar fuertemente la sonda cuando la esté usando.

Tratamiento de limpieza facial



Tratamiento de limpieza del puente de la nariz



Tratamiento de limpieza de la frente y del mentón



Tratamiento de las arrugas y de las bolsas debajo de los ojos



INSTRUCCIONES

1. Para desinfectar y proteger la piel, limpie la cara con una loción astringente hasta su completa absorción.

2. Aplique un tónico sobre la piel, después apriete el botón ON/OFF para comenzar la operación.

3. Apriete el botón de la sonda SONIC para seleccionar el modo ultrasónico. La secuencia de presión es la siguiente:

Onda continua nivel 2 > Nivel 3 > Onda discontinua nivel 1 > nivel 2 > Nivel 3 > Onda discontinua nivel 1

4. Apriete el botón ION para seleccionar el modo de micro corriente. La secuencia de presión es la siguiente:

Clean+ > Nivel 2 > Nivel 3 > Nutri – Nivel 1 > Nivel 2 > Nivel 3 > EMS Nivel 1 > Nivel 2 > Nivel 3 > Clean+ Nivel 1

5. Este equipo tiene 3 funciones: 1. Limpieza, 2. Nutrición, 3. Eliminación de arrugas. Seleccione la onda y el modo ion según sea necesario.

6. Sitúe la sonda en forma de pala en contacto con la piel para comenzar a desintegrar el sebo de los poros. Moviendo la sonda lentamente alrededor de la superficie a limpiar, se comenzará así a eliminar el acné, los puntos negros y los granos.

7. La función se debe escoger según el tipo de producto utilizado para el tratamiento (limpiador en gel o tónico). El tratamiento no debe exceder los 10 minutos cada vez.

INSTRUCCIONES

8. La sonda y el aparato deben mantenerse limpios y desinfectados con alcohol después de cada uso.

9. Utilice la sonda continua para limpiar la piel y retirar la suciedad e impurezas y la onda discontinua para realizar un masaje o eliminar las arrugas.

10. El aparato se apagará después de cada 10 minutos de uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INPUT	AC 100-240V 50/60Hz
OUTPUT	DC 5V 1A
POTENCIA	3W

ADVERTENCIAS ESPECÍFICAS

- No utilizar el equipo alrededor de los ojos o de las heridas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No hacer el tratamiento en mujeres embarazadas.
- El aparato puede chirriar ligeramente cuando se use cerca de una frecuencia de audio.
- No utilizar un alargó o extensión en el cable de alimentación.
- Desconectar el aparato de la corriente cuando no esté en uso. Evite el uso prolongado para no sobrecargar el aparato.
- No dañar, ni manipular o forzar el cable de alimentación para retirarlo y procure que el cable no se enrolle con el aparato y pueda producir un cortocircuito. Si el cable está dañado o se calienta demasiado, para el tratamiento de inmediato.
- No utilizar el aparato con las manos húmedas.
- No utilizar disolvente ni ningún producto similar para limpiar el equipo porque se podría dañar.
- No someter el aparato a temperaturas a menos de 0 grados o a más de 40 grados y no exponerlo directamente a la luz solar.

USE OF THE MANUAL

It is important that you read and retain this user manual for future reference. It contains important information on its use and maintenance.

You can also ask a professional for guidance to make sure you are using the bed correctly.

WARNING

- Never under any circumstances attempt to open or inspect the internal components of the device. If an inspection becomes necessary, please contact your supplier or a suitably competent technician.
 - Never use the device in humid or poorly ventilated environments, such as wet rooms, bathrooms etc. to prevent damage to the electrical components.
 - Never use the unit outdoors; exposure to the elements can cause damage.
 - If the power cord was destroyed, please ask a professional to service and replace it to avoid hazards or contact the dealer for service.
-

EC-DECLARATION OF COMPLIANCE

This product meets the following directives:

- Low Voltage Directive: 2014/35/EU
- Electromagnetic Compatibility Directive: 2014/30/EU

RECYCLING



Whenever any of our electrical products or their presentation packaging bear this symbol, it means that these products should not be treated as conventional household waste in Europe. To ensure proper treatment of this waste, dispose of it in accordance with local laws or as required for the disposal of electrical equipment. This initiative will help preserve natural resources and improve standards of environmental protection regarding the treatment of electrical waste.

WELCOME!

Thank you very much for your purchase. Please read carefully the instructions before using the device. We accept no responsibility for damages caused by misuse.


The company reserves the right to amend the details of the devices with no prior notice. If any mistakes are found in these instructions, please feel free to send us an e-mail informing us so that we can correct them.



CONTENT

On arrival of the beauty bed, check the presence of the following items:

- Ultrasound peeling spatule
- Power cord



It is an effective cleansing method that can remove filth, fat and acne, which helps the skin have a better absorption and achieve healthy whitening.

A 45-degree angle operation should be adopted to accelerate the metabolism of epidermic cells and enhance the shedding of the ageing cells, while softening keratin and restoring the skin elasticity in order to give the skin a firm, smooth and delicate appearance.

FUNCTIONS

Function 1: CLEANSING (CLEAN+)




GENERAL INFORMATION

Through high frequency vibration, shovel-type cleansing device can carry out deep massage, which promotes the motion of fat while improving the microcirculation, stimulates the combustion, the split and the conversion of the lipocyte into metabolite so as to achieve cleansing effects.

By using a shovel-type probe, it allows going deeply into the skin by 3-7 mm, and in consequence the appropriate beauty lotion enters and emulsifies the filth and redundant sebum, the make-up leftovers of the pores and sweat so that it can be eliminated helped by the rinsing water at the end.



Vibration of ultrasonic waves atomise the filth and bring it out. The dirt can flow out of the skin through the electricity.





In order to help eliminate aged epidermic cells, use more intensity in the function Clean +.

Function 2: NUTRITION (NUTRI+)

Powerful vibration of ultrasonic waves helps activate skin. The electricity contributes to nourish the skin layers.




In order to activate the skin nutrition, use more intensity in the function Nutri-.



When nutritive particles cannot be absorbed into deep layers, negative ion helps introduce them when flowing to positive pole.

Function 3: WRINKLE REMOVAL (EMS)



In order to exercise skin, use more intensity in the function EMS.

EMS current can improve skin tone, reduce the appearance of fine expression lines and wrinkles, restore skin elasticity and firm face and body contour.

OPERATION METHOD

Note: the professional should tightly hold the probe when using it.

Facial cleaning care



Nasal bridge cleaning care



Forehand and lower jaw cleaning care



Eye bags and wrinkles cleaning care



INSTRUCTIONS

1. In order to disinfect and protect the skin, clean and pat around the whole face with a suitable astringent lotion and wait until it is absorbed.

2. Apply toner on the skin, then press the ON/OFF switch so as to start the operation.

3. Press the sonic wave switch to select the ultrasonic mode. The pressing sequence is:

Continuous wave level 2 > Level 3 > Discontinuity wave level 1 > level 2 > level 3 > continuous wave level 1.

4. Press the ion switch to select microcurrent mode. The pressing sequence is:

Clean+ level 2 > level 3 > Nutri- level 1 > level 2 > level 3 > EMS level 1 > level 2 > level 3 > Clean+ level 1.

5. This equipment consists of 3 functions: 1. Cleansing, 2. Nutrition, 3. Wrinkle removing. Select the wave and the ion mode according to your needs.

6. Place the shovel-type probe into contact with the skin to start atomising the sebum of the pores. By slowly moving the probe around the surface to be cleaned, you will start removing blackhead, pimples and acne.

7. The function must be chosen according to the skin care products used (cleansing remover gel or toner). The treatment should not exceed the 10 minutes each time.

INSTRUCTIONS

8. The probe and equipment must be kept cleaned and disinfected with alcohol after using it.
9. Use continuous wave to clean the skin and remove dirt and the discontinuity wave to perform massage or remove wrinkles.
10. The equipment will automatically get turned off after using it for 10 minutes.
11. Charge the equipment for one hour each time.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

INPUT	AC 100-240V 50/60Hz
OUTPUT	DC 5V 1A
POWER	3W

WARNINGS & REMARKS

- Do not use the equipment around the eyes and wounds.
- Keep the machine out of the reach of children.
- Do not apply this treatment with pregnant women.
- The device can produce a squeak sound when it is being used close to an audio frequency.
- Please do not extend the power cord or use additional plugs.
- Please pull out the plug when it is not used. Avoid long-time using to avoid surcharging the equipment.
- Please do not damage, manipulate or pull the power cord off by force and avoid the power cord tangled on the equipment because it may cause fire or short circuit. If the power cord is damaged or gets hot, please stop operation immediately.
- Please do not use the equipment with wet hands.
- Please do not use any solvent or similar to clean the equipment as it can damage it.
- Do not use the equipment in a temperature below 0 degrees or above 40 degrees and do not expose it to direct sunlight.

USE OF THE MANUAL

It is important that you read and retain this user manual for future reference. It contains important information on its use and maintenance.

You can also ask a professional for guidance to make sure you are using the bed correctly.

WARNING

- Never under any circumstances attempt to open or inspect the internal components of the device. If an inspection becomes necessary, please contact your supplier or a suitably competent technician.
- Never use the device in humid or poorly ventilated environments, such as wet rooms, bathrooms etc. to prevent damage to the electrical components.
- Never use the unit outdoors; exposure to the elements can cause damage.
- If the power cord was destroyed, please ask a professional to service and replace it to avoid hazards or contact the dealer for service.

EC-DECLARATION OF COMPLIANCE

This product meets the following directives:

- Low Voltage Directive: 2014/35/EU
- Electromagnetic Compatibility Directive: 2014/30/EU

RECYCLING



Whenever any of our electrical products or their presentation packaging bear this symbol, it means that these products should not be treated as conventional household waste in Europe. To ensure proper treatment of this waste, dispose of it in accordance with local laws or as required for the disposal of electrical equipment. This initiative will help preserve natural resources and improve standards of environmental protection regarding the treatment of electrical waste.

WEELKOME!

Muchas gracias por su compra. Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el equipo. También puede pedir orientación a un profesional para asegurarse de que está utilizando el equipo correctamente. No aceptaremos ninguna responsabilidad por los accidentes que ocurran debido a un mal uso.


La empresa se reserva el derecho de corregir detalles de los equipos, sin previo aviso. Si encuentra algún error en estas instrucciones, por favor no dude en enviarnos un e-mail para informarnos y que podamos corregirlos.



CONTENU

À l'arrivage du colis, vérifiez la présence de tous les éléments:

- Spatule à ultrason
- Câble puissance



INFORMATION GÉNÉRALE

En utilisant la vibration haute fréquence, l'appareil nettoyant en forme de pelle peut réaliser un massage en profondeur qui facilite la mobilité de la graisse pendant qu'il améliore la microcirculation, stimule la combustion, la division et la conversion des lipocytes en métabolisme afin d'obtenir un effet nettoyant.

Cette sonde en forme de pelle permet un accès profond dans la peau à environ 3-7mm et, en conséquence, laisse rentrer la lotion qui émulsifie la saleté et le sébum superflu, le reste de maquillage des pores et la sueur pour que cela soit éliminé à l'aide de l'eau de rinçage à la fin.

C'est une méthode de nettoyage effective qui élimine la saleté, la graisse et l'acné pour que la peau ait une meilleure absorption et puisse acquérir un bon blanchissement.


Il faut placer la spatule à 45 degrés afin d'accélérer le métabolisme de cellules épidermiques et améliorer la rénovation des cellules vieillissantes pendant qu'elle adoucit la kératine et rétablit l'élasticité de la peau pour la doter d'une apparence ferme, lisse et délicate.

FONCTIONS

Fonction 1: NETTOYAGE (CLEAN+)





La vibration des ondes ultrasoniques désintègre la saleté et la fait ressortir. La crasse peut s'écouler de la peau grâce à l'électricité.





Afin d'éliminer les vieilles cellules épidermiques, veuillez utiliser plus d'intensité sur la fonction Clean +.

Fonction 2: NUTRITION (NUTRI+)

La puissante vibration des ondes ultrasoniques aide à activer la peau. L'électricité contribue à nourrir les différentes couches de la peau.




Pour activer la nutrition de la peau, veuillez utiliser plus d'intensité sur la fonction Nutri-.



Quand les particules nutritives ne peuvent pas être absorbées dans les couches les plus profondes, les ions négatifs aident à les introduire quand on passe à un pôle positif.

Fonction 3: ÉLIMINATION DES RIDES (EMS)



Pour exercer la peau, veuillez utiliser plus d'intensité sur la fonction EMS.

La courant EMS peut améliorer le ton de la peau, réduire l'apparence des fines lignes d'expression et rides, restaurer l'élasticité et réaffirmer le visage et le contour du corps.

FONCTIONNEMENT

Note: le professionnel doit tenir fortement la sonde quand il l'utilise.

Soin de nettoyage facial



Soin de nettoyage du pont du nez



Soin de nettoyage du front et du menton



Soin des rides et des poches sous les yeux



INSTRUCTIONS

1. Pour désinfecter et protéger la peau, veuillez nettoyer et tapoter un peu partout sur le visage avec une lotion astringente et attendre jusqu'à sa complète absorption.

2. Appliquez un tonique sur la peau, puis appuyez sur le bouton ON/OFF afin de commencer l'opération.

3. Appuyez sur le bouton d'onde SONIC pour sélectionner le mode ultrasonique. La séquence de pression est la suivante :

Onde continue niveau 2 > Niveau 3 > Onde discontinue niveau 1 > niveau 2 > Niveau 3 > Onde discontinue niveau 1.

4. Appuyez sur le bouton ION pour sélectionner le mode de micro courant. La séquence de pression est la suivante :

Clean+ > Niveau 2 > Niveau 3 > Nutri – Niveau 1 > Niveau 2 > Niveau 3 > EMS Niveau 1 > Niveau 2 > Niveau 3 > Clean+ Niveau 1

5. Cet équipement consiste en 3 fonctions : 1. Nettoyage 2. Nutrition, 3. Élimination des rides. Veuillez sélectionner l'onde et le mode d'ion selon vos besoins.

6. Placez la sonde en forme de pelle en contact avec la peau pour commencer à désintégrer le sébum des pores. En bougeant doucement la sonde autour de la superficie à nettoyer, vous allez commencer à éliminer l'acné, les points noirs et les boutons.

INSTRUCTIONS

7. La fonction doit se choisir selon le type de produits utilisés pour le soin (nettoyant en gel ou tonique). Le traitement ne devrait pas excéder les 10 minutes à chaque fois.

8. La sonde et l'équipement doit être maintenu propre et désinfecté avec de l'alcool après chaque usage.

9. Utilisez l'onde continue pour nettoyer la peau et retirer la saleté et l'onde discontinue pour réaliser un massage ou éliminer les rides.

10. L'appareil s'éteindra après chaque 10 minutes d'usage.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

INPUT	AC 100-240V 50/60Hz
OUTPUT	DC 5V 1A
POWER	3W

AVERTISSEMENTS ET REMARQUES

- Ne pas utiliser l'équipement autour des yeux ou des blessures.
- Gardez-le hors de la portée des enfants.
- Ne pas faire le traitement avec des dames enceintes.
- L'appareil peut produire un petit son de couinement quand il s'utilise près d'une fréquence d'audio.
- Ne pas ajouter une rallonge sur le cordon d'alimentation.
- Veuillez le débrancher quand l'appareil ne s'utilise pas. Évitez l'usage prolongé afin de ne pas surcharger l'appareil.
- Merci de ne pas endommager, manipuler ou forcer le câble d'alimentation pour le retirer et faites attention à ne pas emmêler le câble avec l'appareil pour prévenir un court-circuit. Si le câble s'abîme ou devient très chaud, veuillez arrêter l'opération immédiatement.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains humides.
- N'utilisez pas de solvant ou similaire pour nettoyer l'équipement car ils peuvent l'endommager.
- Ne pas soumettre l'appareil à des températures à moins de 0 degrés ou à plus de 40 degrés et ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil. damage it.

USE OF THE MANUAL

It is important that you read and retain this user manual for future reference. It contains important information on its use and maintenance.

You can also ask a professional for guidance to make sure you are using the bed correctly.

WARNING

- Never under any circumstances attempt to open or inspect the internal components of the device. If an inspection becomes necessary, please contact your supplier or a suitably competent technician.

- Never use the device in humid or poorly ventilated environments, such as wet rooms, bathrooms etc. to prevent damage to the electrical components.

- Never use the unit outdoors; exposure to the elements can cause damage.

- If the power cord was destroyed, please ask a professional to service and replace it to avoid hazards or contact the dealer for service.

EC-DECLARATION OF COMPLIANCE

This product meets the following directives:

- Low Voltage Directive: 2014/35/EU
- Electromagnetic Compatibility Directive: 2014/30/EU

RECYCLING




Whenever any of our electrical products or their presentation packaging bear this symbol, it means that these products should not be treated as conventional household waste in Europe. To ensure proper treatment of this waste, dispose of it in accordance with local laws or as required for the disposal of electrical equipment. This initiative will help preserve natural resources and improve standards of environmental protection regarding the treatment of electrical waste.

WEELKOME!

Muchas gracias por su compra. Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el equipo. También puede pedir orientación a un profesional para asegurarse de que está utilizando el equipo correctamente. No aceptaremos ninguna responsabilidad por los accidentes que ocurran debido a un mal uso.

La empresa se reserva el derecho de corregir detalles de los equipos, sin previo aviso. Si encuentra algún error en estas instrucciones, por favor no dude en enviarnos un e-mail para informarnos y que podamos corregirlos.




weelko
the wellness
company

INHALT DER VERPACKUNG

Wenn Sie die Packung bekommen, prüfen Sie bitte folgendes:

- Tragbarer Spatel
- Power cord



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Mit der Hochfrequenz Vibration kann das Gerät mit dieser Schaufelform eine tiefe Massage durchführen, welche eine Bewegung des Fettes vereinfacht und der Mikrokreislauf, die Verbrennung, Teilung und Verwandlung von Fettzellen im Metabolismus stimuliert, um ein Reinigungseffekt zu bekommen.

Diese schaufelförmige Sonde ermöglicht einen tiefen Zugang in die Haut von ca 3-7mm und lässt folglich die Lotion reinfließen, welche die Verunreinigungen, überflüssigen Talg, Make-up-Rückstände in den Poren und Schweiß emulgiert damit diese mit Wasser am Ende der Behandlung entfernt werden können.

Es ist eine wirksame Reinigungsmethode, die Schmutz, Fett und Akne entfernt, damit die Haut eine bessere Aufnahmefähigkeit hat und eine gute Weißfärbung erzielt werden kann.


Stellen Sie den Spatel auf 45 Grad, um den Stoffwechsel der Epidermiszellen zu beschleunigen und die Erneuerung alternder Zellen zu fördern. Gleichzeitig wird das Keratin erweicht und die Elastizität der Haut wiederhergestellt, um ihr ein festes, glattes und zartes Aussehen zu verleihen.

FUNKTION

Funktion1: REINIGUNG (CLEAN+)





Die Vibration der Ultraschallwellen löst den Schmutz auf und drückt ihn heraus. Die Unreinheiten können durch Elektrizität an der Haut entfernt werden.





Verwenden Sie zum Entfernen alter Hautzellen die Reinigungsfunktion Clean + mit hoher Intensität.

Funktion 2: NÄHRUNG (NUTRI+)

Die starke Vibration der Ultraschallwellen hilft, die Haut zu aktivieren. Elektrizität hilft, die verschiedenen Hautschichten zu nähren.




Verwenden Sie zur Aktivierung der Hauternährung höhere Intensität in der Nutri Funktion.



Wenn die Nährstoffpartikel in den tieferen Schichten nicht absorbiert werden können, helfen die negativen Ionen, sie einzuführen, wenn wir uns zu einem positiven Pol bewegen. un pôle positif.

Funktion 3: FALTENENTFERNUNG (EMS)



Verwenden Sie zum Trainieren der Haut mehr Intensität in der Funktion der elektrischen Muskelstimulation (EMS).

Der EMS-Strom kann den Hautton verbessern, das Auftreten von feinen Linien und Falten reduzieren, die Elastizität wiederherstellen und die Gesichts- und Körperkontur straffen.

ARBEITSWEISE

Hinweis: der Profi soll die Sonde fest halten wenn er diese verwendet.

Gesichtsreinigungsbehandlung



Reinigungsbehandlung des Nasenrückens



Reinigungsbehandlung von Stirn und Kinn



Behandlung von Falten und Beuteln unter den Augen



ANLEITUNGEN

1. Um die Haut zu desinfizieren und zu schützen, reinigen Sie das Gesicht mit einer adstringierenden Lotion, bis diese vollständig eingezogen ist.
2. Tragen Sie ein Gesichtswasser auf die Haut auf und drücken Sie die EIN / AUS-Taste, um den Vorgang zu starten.
3. Drücken Sie die Taste an der SONIC-Sonde, um den Ultraschallmodus auszuwählen. Die Drucksequenz ist folgende:

Kontinuierliche Welle Niveau 2 > Niveau 3 > diskontinuierliche Welle Niveau 1 > Niveau 2 > Niveau 3 > diskontinuierliche Welle Niveau 1

4. Drücken Sie die ION-Taste, um den Mikrostrommodus auszuwählen. Die Drucksequenz ist folgende:

Clean+ > Niveau 2 > Niveau 3 > Nutri – Niveau 1 > Niveau 2 > Niveau 3 > EMS Niveau 1 > Niveau 2 > Niveau 3 > Clean+ Niveau 1

5. Dieses Gerät hat 3 Funktionen: 1. Reinigung, 2. Ernährung, 3. Faltenentfernung. Wählen Sie nach Bedarf den Wellen- und Ionenmodus.

6. Setzen Sie die schaufelförmige Sonde in Kontakt mit der Haut, um das Talg aus den Poren zu zersetzen. Wenn Sie die Sonde langsam über die zu reinigende Oberfläche bewegen, werden Akne, Mitesser und Pickel entfernt.

ANLEITUNGEN

7. Die Funktion muss entsprechend der Art des für die Behandlung verwendeten Produkts (Gelreiniger oder Gesichtswasser) ausgewählt werden. Die Behandlung sollte jeweils nicht länger als 10 Minuten sein.

8. Die Sonde und das Gerät sollten nach jedem Gebrauch sauber gehalten und mit Alkohol desinfiziert werden.

9. Verwenden Sie die kontinuierliche Sonde, um die Haut zu reinigen und um Schmutz und Verunreinigungen zu entfernen, und die diskontinuierliche Welle, zum massieren oder Falten zu entfernen.

10. Das Gerät wird nach 10 Minuten Gebrauch ausgeschaltet.

TECHNISCHE ANGABEN

INPUT	AC 100-240V 50/60Hz
OUTPUT	DC 5V 1A
LEISTUNG	3W

ANMERKUNGEN

- Verwenden Sie das Gerät nicht um Augen oder Wunden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern zulagern.
- Schwangere Frau nicht damit behandeln.
- Das Gerät kann bei Verwendung in der Nähe einer Audiofrequenz leicht quietschen.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel am Netzkabel. Wenn das Gerät nicht benutzt wird soll es vom Netz getrennt werden. Vermeiden Sie einen längeren Gebrauch, um das Gerät nicht zu überlasten.
- Beschädigen oder manipulieren oder zwingen Sie das Netzkabel nicht, um es zu entfernen. Achten Sie darauf, dass sich das Kabel nicht um das Gerät wickelt und einen Kurzschluss verursacht. Wenn das Kabel beschädigt ist oder zu heiß wird, beenden Sie sofort die Behandlung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder ähnliche Produkte um das Gerät zu reinigen, da dieses beschädigt werden kann.

USE OF THE MANUAL

It is important that you read and retain this user manual for future reference. It contains important information on its use and maintenance.

You can also ask a professional for guidance to make sure you are using the bed correctly.

WARNING

- Never under any circumstances attempt to open or inspect the internal components of the device. If an inspection becomes necessary, please contact your supplier or a suitably competent technician.
 - Never use the device in humid or poorly ventilated environments, such as wet rooms, bathrooms etc. to prevent damage to the electrical components.
 - Never use the unit outdoors; exposure to the elements can cause damage.
 - If the power cord was destroyed, please ask a professional to service and replace it to avoid hazards or contact the dealer for service.
-

EC-DECLARATION OF COMPLIANCE

This product meets the following directives:

- Low Voltage Directive: 2014/35/EU
- Electromagnetic Compatibility Directive: 2014/30/EU

RECYCLING




Whenever any of our electrical products or their presentation packaging bear this symbol, it means that these products should not be treated as conventional household waste in Europe. To ensure proper treatment of this waste, dispose of it in accordance with local laws or as required for the disposal of electrical equipment. This initiative will help preserve natural resources and improve standards of environmental protection regarding the treatment of electrical waste.

WEELKOME!

Muchas gracias por su compra. Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el equipo. También puede pedir orientación a un profesional para asegurarse de que está utilizando el equipo correctamente. No aceptaremos ninguna responsabilidad por los accidentes que ocurran debido a un mal uso.

La empresa se reserva el derecho de corregir detalles de los equipos, sin previo aviso. Si encuentra algún error en estas instrucciones, por favor no dude en enviarnos un e-mail para informarnos y que podamos corregirlos.




weelko
the wellness
company

CONTENUTO

Una volta ricevuto il pacchetto verificare la presenza dei seguenti elementi:

- Spatola esfoliante
- Cavo di alimentazione



INFORMAZIONI GENERALI

Utilizzando la vibrazione ad alta frequenza, l'apparato a forma di pala può eseguire un massaggio profondo, che facilita la mobilità dei grassi, migliora la microcircolazione e stimola la combustione, la divisione e la conversione dei lipociti nel metabolismo per ottenere un effetto depurativo.

Questa sonda a forma di pala consente un accesso nella profondità della pelle fino a circa 3-7 mm e, di conseguenza, permette alla lozione di entrare nella pelle per emulsionare impurità, sebo superfluo, residui di trucco nei pori e sudore; essi verranno eliminati con acqua alla fine del trattamento.

È un metodo di pulizia efficace che rimuove lo sporco, l'olio e l'acne, in modo che la pelle riceva un migliore assorbimento e si possa ottenere un buon sbiancamento della stessa.


Posizionare la spatola a 45 gradi, in modo da accelerare il metabolismo delle cellule epidermiche e migliorare il rinnovamento delle cellule invecchiate, oltre ad ammorbidire la cheratina e ripristinare l'elasticità della pelle per conferirle un aspetto sodo, levigato e delicato.

FUNZIONE

Funzione1: PULIZIA (CLEAN+)





La vibrazione delle onde ultrasoniche disintegra lo sporco e lo fa fuoriuscire. Le impurità possono essere rimosse dalla pelle grazie all'elettricità.





Per rimuovere le vecchie cellule della pelle, utilizzare un'intensità più elevata nella funzione di pulizia Clean +.

Funzione 2: NUTRIZIONE (NUTRI+)

La potente vibrazione delle onde ultrasoniche aiuta ad attivare la pelle. L'elettricità aiuta a nutrire i diversi strati della pelle.




Per attivare la nutrizione della pelle, utilizzare una maggiore intensità nella funzione di Nutrizione Nutri-.



Quando le particelle nutritive non possono essere assorbite negli strati più profondi, gli ioni negativi aiutano ad introdurre nel momento in cui ci spostiamo verso un polo positivo. un pôle positif.

Funzione 3: ELIMINAZIONE DELLE RUGHE (EMS)



Per esercitare la pelle, utilizzare una maggiore intensità nella funzione della stimolazione muscolare elettrica, EMS.

La corrente EMS può migliorare il tono della pelle, ridurre la comparsa di linee sottili d'espressione e rughe, ripristinare l'elasticità e rassodare il viso e il contorno del corpo.

MODALITÀ D'USO

Nota: il professionista deve reggere saldamente la sonda quando la utilizza.

Trattamento di pulizia del viso



Trattamento di pulizia del ponte del naso**Trattamento di pulizia della fronte e del mento****Trattamento di rughe e borse sotto gli occhi**

1. Per disinfettare e proteggere la pelle, detergere il viso con una lozione astringente fino al completo assorbimento.

2. Applicare un tonico sulla pelle, quindi premere il pulsante ON / OFF per avviare l'operazione.

3. Premere il pulsante sulla sonda SONIC per selezionare la modalità ultrasuoni. La sequenza della pressione è la seguente:

Onda continua livello 2 > Livello 3 > Onda discontinua livello 1 > livello 2 > Livello 3 > Onda discontinua livello 1

4. Premere il pulsante ION per selezionare la modalità micro corrente. La sequenza della pressione è la seguente:

Clean+ > Livello 2 > Livello 3 > Nutri – Livello 1 > Livello 2 > Livello 3 > EMS Livello 1 > Livello 2 > Livello 3 > Clean+ Livello 1

5. Questo apparecchio ha 3 funzioni: 1. Pulizia, 2. Nutrizione, 3. Eliminazione di rughe. Selezionare l'onda e la modalità ionica a seconda delle necessità.

6. Portare la sonda a forma di pala a contatto con la pelle per iniziare a disintegrare il sebo dai pori. Muovendo lentamente la sonda intorno alla superficie da pulire, si inizieranno a rimuovere acne, punti neri e brufoli.

ISTRUZIONI

7. La funzione deve essere scelta in base al tipo di prodotto utilizzato per il trattamento (gel detergente o tonico). Il trattamento non deve superare i 10 minuti ogni volta.
8. La sonda ed il dispositivo devono essere mantenuti puliti e disinfettati con alcool dopo ogni utilizzo.
9. Utilizzare la sonda continua per pulire la pelle e rimuovere sporco e impurità e l'onda discontinua per massaggiare o rimuovere le rughe.
10. L'apparecchio si spegnerà dopo ogni 10 minuti di utilizzo.

SPECIFICHE TECNICHE

INPUT	AC 100-240V 50/60Hz
OUTPUT	DC 5V 1A
POTENZA	3W

OSSERVAZIONI

- Non utilizzare l'attrezzatura intorno agli occhi o alle ferite.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non eseguire il trattamento su donne in gravidanza.
- L'unità potrebbe cigolare leggermente se utilizzata vicino a una frequenza audio.
- Non utilizzare prolunghie o cavi di prolunga sul cavo di alimentazione.
- Scollegare l'apparecchio dalla rete quando non è in uso. Evitare un utilizzo prolungato per evitare di sovraccaricare l'apparecchio.
- Non danneggiare, manipolare o forzare il cavo di alimentazione per rimuoverlo e fare attenzione che il cavo non si avvolga con l'apparecchio e possa causare un cortocircuito. Se il cavo è danneggiato o si surriscalda, interrompere immediatamente il trattamento.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Non utilizzare solventi o prodotti simili per pulire l'apparecchiatura poiché potrebbero danneggiarla.
- Non esporre il dispositivo a temperature inferiori a 0 gradi o superiori a 40 gradi e non esporlo direttamente alla luce solare.