

## Golvvåg MBPD-300

Personvåg för medicinskt bruk med en stor och mycket robust och tålig metallstruktur i vågplattform och bärande delar. Halsäker plattform, tydlig display och justerbara fötter gör denna våg mycket pålitlig, lättanvänd och patientsäker. Enkel förflyttning möjliggörs med hjälp av lättrullande hjul.

Längdmätare med enkel montering finns tillgängligt som tillval



### Funktioner

- ✓ Rörelsekompensation för snabb avläsning av stabila värden
- ✓ BMI-funktion
- ✓ Zero/Hold/Tare
- ✓ LCD-display, 25mm
- ✓ Justerbar vinkel på display
- ✓ AC adapter som standard
- ✓ Batterifunktion (batterier ingår ej)
- ✓ Längdmätare som tillbehör

<b>Tekniska specifikationer</b>	<b>MBPD-300</b>
<i>Kapacitet</i>	300kg
<i>Avläsbarhet</i>	100g
<i>Noggrannhet</i>	I enlighet med OIML Klass III
<i>Storlek, plattform</i>	580 x 400mm
<i>Storlek, produkt</i>	580 x 400 x 1045 mm
<i>Egenvikt</i>	16kg
<i>Display</i>	25mm med bakgrundsbelysning
<b>Gemensamma funktioner</b>	
<i>Rörelsekompensation</i>	✓
<i>BMI-funktion</i>	✓
<i>Tarering</i>	✓
<i>Nollning</i>	✓
<i>Holdfunktion</i>	✓
<i>AC- adapter</i>	✓
<i>Batterifunktion</i>	6 x AA (inkluderas ej)
<b>Godkännande &amp; märkning</b>	
<i>Typgodkänd</i>	OIML Klass III
<i>Förstagångsverifierad</i>	✓
<i>CE-märkning</i>	✓
<i>MDD-godkänd</i>	✓
<b>Tillbehör</b>	
<i>Längdmätare</i>	80 – 210mm