

UNDERSÖKNINGSBRITS 2-DELAD, ELEKTRISK, DETALJERAD INFO

Med chockläge och hjul.
Elektriskt höj- och sänkbar 53-91 cm.
70 cm bred som standard (60/80 som alternativ)

CE-certifiering
CE-certifierad enligt MDR.

Chassi
Helsvetsade förkromade stålrör. Stabil konstruktion med fyra lyftpunkter.

Höjreglering och intervall
Britsen finns i två utföranden, antingen med elektrisk eller **hydraulisk/manuell höjreglering**.

Den har en låg lägsta höjd, endast 53 cm, vilket gör det enkelt för exempelvis barn eller äldre patienter att komma på och av britsen. Dess höga högsta höjd, hela 91 cm, gör att personalen kan uppnå en ergonomisk arbetsställning som sparar den egna kroppen.

Ryggstöd och chockläge
Ryggstödet och det så kallade chockläget (att britsens fotända snabbt kan höjas om en patient kommer i chock eller svimmar) regleras manuellt, och aktiveras mycket enkelt via ett av de handtag som finns på ryggstödet och fotändans båda sidor.

Dynor och färger
Dynorna är liggvänliga och fyllda med 4 cm stoppning. Liggplanet förkromade ram skyddar dynorna mot stötar. Konstlädret finns i ett stort urval färger för att kunna matcha rummets dekor. Se också britsen och byt själv färg på den i fliken "Se våra färger" längst ner på denna sida.

Hjul
Britsens 125 mm höga hjulen är mycket robusta och lätttrullande. De finns i två varianter, antingen med separat låsbara eller **centrallåsta hjul**. Båda hjulsatser har så kallad riktningsspärr. När denna funktion aktiveras låses riktningen på ett hjul så att rak transport i exempelvis kulvertar eller korridorer förenklas.

tillfällig förvaring av patientens kläder och utgör ett skydd för hydraulen. Dess rena linjer gör den enkel att torka av.

Pappersrullhållare
En hållare för pappersrulle ingår.

Tillbehör
En mängd olika **tillbehör** som exempelvis **nackkudde**, **armstöd**, **sidogrindar** och **infusionsställ** finns att välja till britsen.

Viktkapacitet
Britsen kan belastas med max 200 kg. Detsamma gäller för både den elektriska och den hydrauliska versionen. För tyngre patienter, se också vår mycket kraftiga **brits som tar 300 kg**.

Vanliga tillbehör



Fakta

Artikelnummer: 011-8051
Mått & vikt
Längd: 200 cm
Bredd: 70 cm som standard. 60 eller 80 cm som tillval.
Höjd: 53-91 cm
Ryggstöd, längd: 75 cm
Ryggstöd, vinkel: 71°
Chockläge, vinkel: -14°
Vikt: 67 kg
Max patientvikt: 200 kg

Vit skyddskåpa

Under liggplanet finns en kåpa. Den kan användas för



Alternativ bredd
60 / 80 / 90 cm