

## Bärbara Tarsusbänken

Sjöbloms tillverkar den i massagebranschen så erkända Tarsusbänken. Många landslag, klubblag, skolor och privatpersoner använder den.

### Utförande

Chassi i aluminium, klädda dynor stoppade med 4 cm skumplast. Hopfällbar och bärbar med hjälp av inkluderade handtag.

### Höjd

60-80 cm som standard, 70-90 cm som tillval. Varje innerben regleras separat.

### Längd

190 cm. TE-bänken är 190 inkl huvudstödet.

### Lackfärger

Vitlackat som standard, svart som tillval. Numera PVC-fri klädsel (PU).

### Väska

Finns som tillval, axelrem ingår. TE-50-bänkens väska finns även i variant med rygsäcksremmar.

### Bredd

50 eller 60 cm.

### Underrede

Tarsus bärbara bänkar MA och TE (även utgången modell ZON) kan kompletteras med elektriskt eller hydrauliskt underrede, vilket gör den bärbara bänken stationär.

Överdelen av underredet kan anpassas efter alla de bredder vi haft bänkar i, alltså 45-80 cm.

Underredet togs ursprungligen fram av Tarsus till svenska landslaget i fotboll.



Modell MA svartlackad, färg blå



Modell TE vitlackad, färg petrol



Hydrauliskt underrede med låsbara hjul samt en MA-bänk.

### Benämning

Modell MA vitlackad  
Modell MA svartlackad  
Modell TE vitlackad  
Modell TE svartlackad

Elektriskt underrede  
Hydrauliskt underrede

Diverse tillbehör, se hemsida

### Art nr

001-BREDD-FÄRG  
001-BREDDs-FÄRG  
002-BREDD-FÄRG  
002-BREDDs-FÄRG

EL-00-123  
HYD-00-123