

# Letti Serie AURORA

AURORA bed series

## Caratteristiche costruttive

**Telaio rete** - Struttura portante perimetrale esterna costruita in profili di acciaio a sezione rettangolare.

Telaio sezioni mobili realizzato in tubo di acciaio a sezione ovale. Telo rete in grigliato elettrosaldato asportabile.

Guide reggimaterasso. Dotato di due supporti per asta sollevamaterasso e asta porta flebo. Piano rete a 4 sezioni.

Sezione alzatasta e sezione gambe regolabili a mezzo di due motori elettrici 24V DC e pulsantiera retroilluminata. Sezione piedi con regolazione a cremagliera. Sezione bacino fissa.

**Sponde** - A scorrimento verticale.

Finitura faggio naturale. Fissate alle testate a mezzo dispositivi di scorrimento. Sblocco sponde tramite tasto sulla testiera.

**Spalle** - Testiera e pediera smontabili.

In legno in finitura faggio naturale con bordi perimetrali in legno massello.

**Gambe** - In acciaio, ancorate al piano rete. Complete di 4 ruote girevoli Ø 125 mm dotate ognuna di freno indipendente.

**Finitura** - Verniciatura con polveri epossidiche su superficie sabbiata. Colore Grigio.

**Dotazione** - Dotato di asta sollevamaterasso completa di triangolo e cinghia in nylon regolabile.

## Technical specifications

**Platform** - All welded mainframe made of rectangular steel tube. Frame sections made of oval steel tube. Removable grided electro-welded Mattress platform. Mattress-hold guide. Equipped with 2 supports for lifting pole and infusion pole. Four-sectioned mattress platform. Backrest section and leg section adjustable by means of 2 electric motors 24V DC complete with backlight push button. Foot section adjustable by rack device. Fixed pelvis section.

**Bed-side rails** - Vertical sliding bars made in natural beech finish with solid wood outside borders.

**Legs** - Steel legs integrated in mattress platform, fitted with 4 twin Ø 80 mm. castors with independent brake.

**Surface finish** - Epoxy gloss finish on sandblasted surface. Colour grey.

**Standard accessories** - Lifting pole with handle and adjustable nylon belt.



**A8932**

Letto a 3 snodi/4 sezioni, altezza fissa, movimentazione elettrica.  
Three-joints/four-sections bed, fixed height, electrical movements.



**KSP** tutto più semplice

# Caratteristiche tecniche

*Technical characteristics*



Regolazione altezza  
*Height adjustable*



Trendelenburg / Anti-trendelenburg

## **Vista dei componenti:**

- Testiera e pediera
- Piano rete
- Sponde laterali
- Asta sollevamaterassi

## **View of components:**

- *Bed ends*
- *Mattress platform*
- *Bed side rails*
- *Lifting pole*



**KSP**® tutto più semplice

# Letti Serie AURORA

AURORA bed series

Specifiche / Specifications	A8938	A8932	A8931	A8936
Batteria backup / Backup battery	NO	NO	NO	NO
Tensione nominale attuatore / Rated voltage actuator	24 V	24 V	24 V	24 V
Tensione di alimentazione / Voltage	230 V, 50Hz	230 V, 50Hz	230 V, 50Hz	230 V, 50Hz
Potenza attiva assorbita / Active power consumption	100 W	50 W	100 W	100 W
Classe di isolamento / Insulation Class	Classe II / II Class	Classe II / II Class	Classe II / II Class	Classe II / II Class
Funzionamento intermittente / Intermittent operation	2 mm. - 18 mm.			
Grado di protezione IP / Degree of protection	IP 54	IP X4	IP X4	IP X4
Vincoli di utilizzo / Restrictions of Use				
Peso massimo paziente / Maximum patient weight	160 Kg.	135 Kg.	135 Kg.	135 Kg.
Carico di lavoro sicuro / Safe working load	200 Kg.	170 Kg.	170 Kg.	170 Kg.
Caratteristiche geometriche / Geometric characteristics				
Lunghezza totale esterna / Overall length	210 cm.	205 cm.	210 cm.	211 cm.
Larghezza totale esterna / Total external width	135 cm.	102 cm.	103 cm.	103 cm.
Lunghezza interna (rete) / Internal length (Mattress platform)	192 cm.	195 cm.	194 cm.	194 cm.
Larghezza interna (rete) / Internal width (Mattress platform)	120 cm.	90 cm.	90 cm.	90 cm.
Altezza rete/terra / Mattress platform ground height	26 - 82 cm.	40 cm.	40 - 82 cm.	40 - 81 cm.
Altezza testate / Bed ends height	48 cm.	47 cm.	48 cm.	48.5 cm.
Diametro ruote / Wheel diameter	8 gemellate / twin	12.5 cm.	12.5 cm.	12.5 cm.
Peso totale (rete) / Total weight	120 Kg.	68.5 Kg.	93.5 Kg.	104 Kg.

## Accessori letti Serie Aurora / Accessories for beds Aurora series

A8941

Kit allungaletto da cm 20 in acciaio, per letto A8931

*Bed extension kit cm 20 for bed A8931*

A8943

Kit allungaletto da cm 20 in acciaio, per letto A8938

*Bed extension kit cm 20 for bed A8938*

A8942

Kit sponde a barre orizzontali fuori misura per kit allungaletto per A8931

*Outsize horizontal bedside rails for bed extension kit for bed A8931*

A8944

Kit sponde a barre orizzontali fuori misura per kit allungaletto per A8938

*Outsize horizontal bedside rails for bed extension kit for bed A8938*



**D101**

Vassoio da letto regolabile in ABS, con estremità telescopiche per l'ancoraggio alle sponde del letto. Dotato di supporti per il riposizionamento laterale direttamente sulla sponda.

*Adjustable bed tray made of ABS with telescopic ends for assembling on bedside rails complete with supports for lateral position on the bedside rails.*