

# Poltrona relax

*Relax armchairs*

## E415

Poltrona relax con poggiatesta, movimentazione a gas

### Caratteristiche costruttive

Struttura realizzata in tubo di acciaio verniciato con polveri epossidiche. Sedile, schienale, braccioli e poggiatesta imbottiti in espanso indeformabile e rivestiti in materiale plastico lavabile ignifugo. Colori Blu avio e Grigio. Movimentazione del poggiatesta sincronizzata alla movimentazione dello schienale e regolabile mediante spintori a gas azionati con leve di comando posizionate sotto i braccioli (art. E415) o a mezzo di motore elettrico e pulsantiera (art. E416).

Su richiesta: Kit 4 ruote con freno (art. E400/4R).

*Relax armchair with leg rest, gas adjustment*

### Technical specifications

*Frame made of epoxy gloss finish steel tube. Padded seat, back, arm-rest and leg-rest covered with plastic material washable, fire-retardant. Standard color Blue - Gray. Leg rest automatically adjustable with back rest position by means of two gas struts with manual control lever placed in both sides of the armchair (art. E415) or by means of electric motor and push button (art. E416).*

*Optional: Kit 4 castors with brake (art. E400/4R).*



## E416

Poltrona relax con poggiatesta, movimentazione elettrica

Accessori: Kit 4 ruote con freno (art. E400/4R)

*Relax armchair with leg rest, electric adjustment.*

*Optionals: Kit 4 castors with brake (art. E400/4R)*



### Dimensioni E415 / E416

Altezza schienale 100 cm.

Altezza seduta 46 cm.

Profondità seduta 45 cm.

Larghezza seduta 50 cm.

Altezza braccioli 61 cm.

Dimensioni d'ingombro 83x62x146h. cm.

### Dimensions E415 / E416

*Back rest height 100 cm.*

*Seat height 46 cm.*

*Seat depth 45 cm.*

*Seat width 50 cm.*

*Arm rest height 61 cm.*

*Overall dimensions 83x62x146h. cm.*