

STER

Functional 3-section chair of great stability. Equipped with 3 motors that control height, back rest and legrest inclination. Removable armrests and headrest cushion with breather hole. White PU upholstery of high quality that eases cleaning.

Camilla funcional de 3 cuerpos con estructura muy estable. Equipada con 3 motores que controlan la altura, la inclinación del respaldo y del reposapiés. Reposabrazos y cojín reposacabezas extraíbles. Con agujero facial. Tapizado blanco en PU de alta calidad y fácil de limpiar.

Fauteuil à 3 plans de design fonctionnel avec une structure très stable. Il est équipé de 3 moteurs qui contrôlent la hauteur et l'inclinaison du dossier et des jambes. Accoudoirs et coussin repose-tête amovibles avec trou visage. Revêtement en PU blanc de haute qualité et facile à nettoyer.

Dreiteilige funktionelle Behandlungsliege, sehr stabil, mit 3 Motoren, um die Höhe, die Neigung der Rückenlehne und die Neigung des Fußteiles zu regulieren. Ausziehbare Armlehnen und ausziehbares Kopfkissen. Mit Gesichtsausschnitt. Hochwertige weiße PU-Polsterung, leicht abwaschbar.

Poltrona funzionale a 2 snodi, dalla struttura molto stabile. È dotata di 3 motori che regolano l'altezza, l'inclinazione dello schienale e del poggiatesta. Braccioli e cuscino poggiatesta estraibili e foro facciale. Rivestimento in PU bianco di alta qualità e facile pulizia.

Electric Beauty Bed

Ref. 2214A.3.A26

Size without armrest: 186x62x56/83cm

Size with armrest: 186x84x56/83 cm

Weight: 59 Kg

Upholstery: PU

Motors: 3

- 1** Breather hole
- 2** Angle 0°~85°
- 3** Angle 0°~65°
- 4** Up and Down 56/83 cm
- 5** Hand controller

OPTIONS

Bed cover

6 Foot controller Ref. FC003

Wheels

Paper roll holder

PACKING SIZE cm

172x65x64

N.W. kg

59

G.W. kg

81

MAX WEIGHT

180 kg



STER

