

## U-Tech

**Pressotherapy instrument with a suit that includes boots, abdominal girdle and arms. Ideal to ease fat removal through the activation of lymph drainage, remove toxins and stimulate the circulatory system.**

Equipo de presoterapia con traje compuesto de botas, faja abdominal y brazos. Ideal para mejorar la circulación y facilitar la eliminación de grasas mediante la activación del drenaje linfático.

Appareil de pressothérapie avec robe composée de bottes, ceinture abdominale et bras. Idéal pour améliorer la circulation et accélérer l'élimination de graisse en activant le drainage lymphatique.

*Pressotherapiegerät mit Anzug (Stiefel, Bauch-Bereich und Arm-Bereich). Ideal, um den Blutkreislauf zu verbessern und, um Fett durch Lymphdrainage zu beseitigen.*

*Apparecchiatura di pressoterapia dotata di un costume formato da gambali, fascia addominale e bracciali. Ideale per migliorare la circolazione e il drenaggio linfatico, e favorire la rimozione del grasso.*

**Pressotherapy**  
**Ref. F-826**  
**Weight: 12 Kg**  
**Size: 41x25x12 cm**

**Input voltage:** 220 ~240V  
**Input frequency:** 50Hz/60Hz  
**Rated Power:** 75W  
**Working Power:** 75W  
**Working pressure :** 0,32 bar  
**Leg /arm extension:** 7cm

**PACKING SIZE cm**  
**66x45x18,5**  
**N.W. kg**  
**12**  
**G.W. kg**  
**14**



## U-Tech

