

ARCH

Upmarket podiatry chair equipped with 3 motors that control height, backrest and seat inclination. The motors can be adjusted by foot switches built in the base or by the hand controller included. Reclining armrests and headrest cushion adjustable in multiple fixed positions. Legrests are independently adjustable in height by gas lift. White PU upholstery of high quality that eases cleaning.

Sillón de podología de alta gama equipado con 3 motores que controlan la altura, la inclinación del respaldo y del asiento. Los motores se pueden regular desde los botones integrados en el diseño de la base o mediante mando de mano incluido. Reposabrazos abatibles y cojín reposacabezas ajustable en múltiples posiciones prefijadas. Reposapiés ajustables en altura independientemente mediante pistón de gas. Tapizado blanco en PU de alta calidad y fácil de limpiar.

Fauteuil de podologie haut de gamme équipé de 3 moteurs qui contrôlent la hauteur, l'inclinaison du dossier et du siège. Les moteurs peuvent se régler au moyen des boutons à pied intégrés dans la base ou d'une télécommande à main incluse. Repose-bras rabattables et coussin repose-tête réglable en plusieurs positions fixes. Hauteur des jambières réglable de façon indépendante par vérin à gaz. Revêtement en PU blanc de haute qualité et facile à nettoyer.

Hochwertige Fußpflegeliege mit 3 Motoren ausgestattet, um die Höhe, die Neigung der Rückenlehne und des Sitzes zu regulieren. Die Motoren können mit der an der Basis der Liege integrierten Fußsteuerung oder mit der mitgelieferten Handfernbedienung verstellt werden. Abklappbare Armlehnen und verstellbare Kopfstütze. Die Fußstützen können mittels Gasfeder und unabhängig voneinander in der Höhe verstellt werden. Hochwertige weiße PU-Polsterung, leicht abwaschbar.

Poltrona podologica di alta gamma, dotata di 3 motori che controllano l'altezza, l'inclinazione dello schienale e del sedile. I motori possono essere regolati tramite i pulsanti integrati nel design della base, o tramite il telecomando incluso. Bracciali pieghevoli e cuscino poggiatesta regolabile in più posizioni preimpostate. Poggiapiedi regolabile in altezza indipendentemente mediante pistone a gas. Rivestimento in PU bianco di alta qualità e facile da pulire.

Electric Podiatry Chair
Ref. 2220C
Size: 185,5x88x63/85 cm
Weight: 92 Kg
Upholstery: PU
Motors: 3

- 1 Angle 0° ~ 20°
- 2 Extension ±18 cm
- 3 Angle 0° ~ 20°
- 4 Swivel legrest angle 0° ~ 90°
- 5 Angle 0° ~ 12°
- 6 Up and Down 63/85 cm
- 7 Extension ±10 cm

OPTIONS

Paper Roll Holder Ref. 50080.1
Debirs Tray Ref. 30030

COLOURS



PACKING SIZE cm

129x70x67

N.W. kg

88.5

G.W. kg

100.5

MAX WEIGHT

200 kg



ARCH

