

# HIGHTECH

**Pressotherapy digital instrument with touch screen and 4 working programmes. Suit composed of boots, abdomen, arms and blanket to store the wires. Ideal to improve circulation and to ease fat removal through the activation of the lymphatic drainage.**

Equipo digital de presoterapia con pantalla táctil y 4 programas de trabajo. Traje compuesto de botas, faja abdominal y brazos, incluye también manta para almacenar los cables. Ideal para mejorar la circulación y facilitar la eliminación de grasas mediante la activación del drenaje linfático.

Appareil digital de pressothérapie avec écran tactile et 4 programmes de travail. Robe composée de bottes, ceinture abdominale, bras et couverture pour le rangement des câbles. Conçu pour améliorer la circulation et contribuer à l'élimination de graisse en activant le drainage lymphatique.

*Digitales Pressotherapiegerät mit Touchscreen und 4 Arbeitsprogramme. Anzug bestehend aus Stiefel, Bauchgurt und Arme. Es beinhaltet auch eine Decke, um die Kabel zu verstauen. Ideal, um den Kreislauf zu verbessern und um Fett durch Lymphdrainage zu beseitigen.*

*Apparecchiatura digitale per pressoterapia con touch screen e 4 programmi di lavoro. Costume composto da gambali, fascia addominale e braccioli, dotato inoltre di una coperta per riporre i cavi. Ideale per migliorare la circolazione e facilitare la rimozione del grasso attivando il drenaggio linfatico.*

## Pressotherapy

**Ref. WKB001**

**Weight:** 16,5 Kg  
**Size:** 34x38x15 cm  
**Blanket size:** 135x172 cm

NEW

**Input voltage:** 220~240V  
**Input frequency:** 50Hz/60Hz  
**Power:** 50W  
**Air flow:** 0-40L./min  
**Air pressure:** 0-0,4Kg/cm<sup>2</sup>  
**Air press pulse:** 0-15s

**PACKING SIZE cm**  
66x45x40  
**N.W. Kg**  
16,5  
**G.W. Kg**  
18,5



## HIGHTECH

