

COXI

2-section fixed table with a white metallic frame. Backrest manually adjustable. Removable headrest cushion with breather hole. White PVC upholstery that eases cleaning.

Camilla fija de 2 cuerpos con estructura metálica blanca. La inclinación del respaldo se regula manualmente. Cojín reposacabezas extraíble con agujero facial. Tapizado blanco en PVC fácil de limpiar.

Table fixe à 2 plans avec structure métallique blanche. Dossier réglable manuellement. Coussin repose-tête amovible avec trou visage. Revêtement en PVC blanc facile à nettoyer.

Stationäre zweiteilige Liege mit einer metallischen weißen Struktur. Neigung der Rückenlehne manuell einstellbar. Ausziehbares Kopfkissen mit Gesichtsausschnitt. Hochwertige weiße PVC-Polsterung, leicht abwaschbar.

Letino fisso a 1 snodo dalla struttura metallica bianca. Inclinazione dello schienale regolabile manualmente. Cuscino poggiatesta estraibile e foro facciale. Rivestimento bianco in PVC facile da pulire.

Massage Bed
Ref. WKF001.A26
Product size: 183x61x75 cm
Weight: 26 Kg
Upholstery: PVC

1 Breather hole
2 Angle 0° ~ 45°
3 Height 75 cm

OPTIONS
Paper roll holder

PACKING SIZE cm
PACK 1: 125 x 73 x 24
PACK 2: 155 x 57 x 14
N.W. kg
26
G.W. kg
18/12
MAX WEIGHT
150 kg



COXI

